

3-D-MESSKAMERA FÜR DIE DENTALHEILKUNDE. ANWENDUNGSBEISPIEL.



3-D-MESSKAMERA FÜR DIE DENTALHEILKUNDE.

UNSERE LÖSUNG

- ▶ 3-D-Messkamera zur digitalen Abformung von Zähnen
- ▶ Hochanspruchsvolles optisches System mit Messgenauigkeit im μm -Bereich ($20\ \mu\text{m}$)
- ▶ Optisches Messprinzip: Streifenlichtprojektion
- ▶ Kontaktfreies Messen
- ▶ Substitut des konventionellen Silikonabdruckes
- ▶ Belieferung des Marktführers
- ▶ 70 % Weltmarktanteil

UNSERE STÄRKE

- ▶ EN ISO 13485 Zertifizierung
- ▶ Unterstützung bei produkt- und länderspezifischen Zulassungen
- ▶ Entwicklung bis zur Serienreife/Design to Manufacture
- ▶ Rückverfolgbarkeit bis auf Einzelteilebene möglich
- ▶ Reinraumklassen 5-8 nach DIN ISO 14644
- ▶ Mehrere Standorte – Deutschland, Schweiz und China
- ▶ Servicecenter mit hervorragendem technischen Support

IHR VORTEIL

- ▶ Konkurrenzfähiges Produkt in der geforderten Spezifikation in der gewünschten Zeit
- ▶ Marktfähige Bestellzeiten
- ▶ Kontinuierliche Kostenverbesserung – weltmarktfähige Preise
- ▶ Wettbewerbsvorteil durch kurze Time-to-Market
- ▶ Reproduzierbare Qualität bei optimierten Kosten



Bilder: © Sirona Dental Systems GmbH